

CHOIX D'UN DESINSECTISEUR (3D)

Quelques informations à connaître pour une lutte efficace contre les punaises de lit et qui pourront vous aider à choisir un désinsectiseur sérieux

- Normalement 3 passages, 2 pour les faibles infestations avec suivi (contact téléphonique)
- Demander le protocole :
- détection de l'insecte ou au moins des traces. Recherche de l'origine de l'infestation :
 - voyage, achat objet, don mobilier... → origine extérieure
 - voisins infestés → origine intérieure (immeuble) → coordonner la lutte avec syndic ou autres voisins
 - faire place nette avant tout traitement (vêtement, objet : livres, CD....)
 - lutte mécanique (aspirateur par exemple)
 - lutte chimique. Vous devez quitter l'appartement plusieurs heures.
 - éventuellement on peut vous proposer la congélation des objets ou vêtements susceptibles d'être infestés (au moins 2 jours à -20°C). Certains professionnels sont équipés de congélateur à cet effet.
- Fourchette de prix entre 300 et 450 €

Vous n'aurez normalement pas de garantie, les désinsectiseurs ne sont pas tenu à un résultat dans le temps (réinfestation possible).