



GUIDE D'UTILISATION TAC VERIF+



TAC Verif+ est un mode plus complet de l'application de vérification du pass sanitaire TAC Verif.

Pourquoi TAC Verif+ ?

Ce mode permet aux professionnels de santé habilités d'avoir accès aux informations permettant de vérifier :



- le certificat sanitaire **des personnes souhaitant se faire dépister de la Covid-19** dans le cadre de la prise en charge d'un test RT-PCR ou antigénique ;
- le statut vaccinal **des personnels de santé** soumis à l'obligation vaccinale.

Qui peut utiliser TAC Verif+ ?

Seules certaines professions sont habilitées à utiliser TAC Verif+, notamment les professionnels de santé amenés à réaliser des tests de dépistage, à savoir :



les pharmaciens, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, les laboratoires.

Comment accéder à TAC Verif+ ?



Téléchargez l'application TAC Verif sur un smartphone ou une tablette via les stores d'applications mobiles (Android, iOS)



Vous disposez d'une carte CPS ou e-CPS

- Depuis un autre appareil, accédez au portail <https://authent-tacvplus.sante.gouv.fr>
- Authentifiez-vous avec votre carte CPS ou e-CPS
 - Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation
 - Cliquez sur le bouton d'affichage du code d'activation
- Ouvrez l'application TAC Verif depuis votre smartphone/tablette et **scannez le code d'activation pour avoir accès au mode TAC Verif+**



Vous ne disposez pas d'une carte CPS ou e-CPS

- Faites la demande de votre code d'activation à tacvplus@ingroupe.com en indiquant votre numéro de FINESS géographique
- Vous recevrez le QR Code d'activation par retour d'e-mail avec la charte de bonne utilisation de celui-ci à consulter
- Ouvrez l'application TAC Verif depuis votre smartphone/tablette et **scannez le code d'activation pour avoir accès au mode TAC Verif+**
- Prenez connaissance des conditions générales d'utilisation de l'application avant son utilisation



Combien de temps le code d'activation sera-t-il valide ?



Pour des raisons de sécurité, votre code sera valide pendant **une durée maximale de 60 jours** (renouvelables). Quelques jours avant la date d'expiration du code, vous recevrez **une notification de l'application TAC Verif et serez invité à renouveler l'opération** pour prolonger la durée d'utilisation du mode TAC Verif+.

Comment utiliser TAC Verif+ ?

L'utilisation de TAC Verif+ ne nécessite pas d'être connecté à Internet.



1. Lancez l'application **TAC Verif**



2. Cliquez sur « **Scanner le code 2D-DOC ou le QR Code** »



3. Scannez le **pass sanitaire** (au format papier, PDF ou importé dans l'application TousAntiCovid)



4. Vérifiez les informations qui s'affichent, **notamment les détails du certificat sanitaire**

Que faire si TAC Verif+ n'arrive pas à lire le QR Code du pass sanitaire ?




Demander au patient d'**agrandir son QR Code** en double-cliquant dessus si celui-ci est présenté depuis TousAntiCovid.



Contrôler que **l'écran est intact** et ne comprend pas de fissures.



Demander au patient qu'il présente son QR Code **sur fond blanc ou sur fond noir** (pas sur fond vert).



Demandez au patient d'**augmenter la luminosité** de son téléphone.

Si le pass est au format papier



- Défroisser le papier et réessayer.
- Assurez-vous que le QR Code n'est pas dans la pliure.
- Vérifiez si le certificat est présenté dans **une bonne qualité d'impression**.