

## FORMATION TRANSFUSIONNELLE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE

FICHE 1		Prérequis en transfusion sanguine
	<b>Objectifs</b>	Vérifier l'acquis des connaissances nécessaires à la maîtrise des points critiques de la pratique transfusionnelle.
	<b>Prérequis</b>	U.E.4.4.S4 dispensé en Institut de Formation en Soins Infirmiers pour le DEI.  Expérience professionnelle dans la pratique transfusionnelle.
	<b>Techniques pédagogiques</b>	MOOC, e-Learning, Webinaire, Chambre des erreurs.
	<b>Eléments de contenu</b>	Supports pédagogiques mis à disposition des cadres en santé formateurs en IFSI : bases immuno-hématologiques de la transfusion sanguine, produits sanguins labiles, acte transfusionnel, hémovigilance et sécurité transfusionnelle.
	<b>Intervenants</b>	Professionnel expert : Hémovigilant, Clinicien, Biologiste. Cadre de Santé Formateur.
	<b>Durée préconisée</b>	Deux heures en 1 <sup>ère</sup> année de la formation au Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
	<b>Evaluation</b>	Validation obligatoire en appui d'un questionnaire d'autoévaluation établi sur le principe des points clés à retenir (quizz d'autoévaluation, ...).  En l'absence de validation du prérequis, des moyens pédagogiques sont mis à disposition pour permettre à l'IPA de parvenir à la validation (e-Learning, supports pédagogiques, QCM, QROC, ...) et, si besoin, organisation d'une séance interactive question/réponse en distanciel.
	<b>Ressources et Fiche(s) associée(s)</b>	Règlementation, principalement l'Instruction du 16/11/2021 relative à la réalisation de l'acte transfusionnel. Référentiel d'enseignement de la transfusion sanguine en IFSI et Supports pédagogiques (GT RDQ SFTS). Modèles de simulation. Bibliographie.