

**FORMATION TRANSFUSIONNELLE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE**

FICHE 3	<b>Complément de connaissances sur les produits sanguins labiles (PSL)</b>	
	<b>Objectifs</b>	<p>Connaitre les différents types de prélèvement et le modèle éthique du don de sang.</p> <p>Connaitre les caractéristiques des différents types de PSL.</p>
	<b>Prérequis</b>	Prérequis de la fiche 1 validé concernant les notions de base sur les PSL.
	<b>Techniques pédagogiques</b>	Cours en présentiel et/ou distanciel, Webinaire.
	<b>Eléments de contenu</b>	<p>Caractéristiques des PSL : CGR, plaquettes (MCPS, CPA), plasma thérapeutique.</p> <p>Qualifications : CGR phénotypé RH-KEL1, phénotype étendu (autre qu'ABO-RH1 et RH-KEL1), compatible, CPA phénotypé, Plasma VHE-négatif.</p> <p>Transformations : irradiation, unités pédiatriques, déplasmatisation.</p>
	<b>Intervenants</b>	<p>Professionnel expert : Hémovigilant, Biologiste.</p> <p>Responsable pédagogique.</p>
	<b>Durée préconisée</b>	Une heure trente en 2 <sup>ème</sup> année de la formation au Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
	<b>Evaluation</b>	<i>Questionnaire d'autoévaluation.</i>
	<b>Ressources et Fiche(s) associée(s)</b>	<p>Règlementation, principalement les décisions fixant la liste et les caractéristiques des PSL.</p> <p>Supports pédagogiques (GT IPA).</p> <p>Annales de validation.</p> <p>Bibliographie.</p>